

ChIP 阳性试剂盒说明书

产品货号: KT101-02

产品简介: ChIP 技术(Chromatin Immunoprecipitation Assay, 染色质免疫沉淀),是研究细胞核内 DNA 与蛋白结合情况的技术,运用针对目标蛋白的抗体把相应的 DNA 蛋白复合物沉淀下来,经过分离纯化就可以对结合在复合物上的 DNA 进行分析。本产品适用于大部分的动物细胞和组织。

本试剂盒包含 12 个 IP 反应。

试剂盒包装组分:

表1 试剂盒包装组分信息

4℃保存试剂		
	编号	数量
· · · ·		
Cell lysis buffer	SCD-1	25mL
ChIP buffer	SCD-2	30m1
Elution buffer	SCD-3	5m1
5M NaCl	SCD-4	100ul
MNase di <mark>gesti</mark> on buffer	SCD-5	3m1
Low salt buffer	SCD-6	15ml
High s <mark>alt buffer</mark>	SCD-7	15m1
LiCl buffer	SCD-8	15m1
TE buffer	SCD-9	15m1
proteinA/G <mark>磁珠</mark>	SCD-10	400u1
-20℃保存试剂		
蛋白酶抑制剂	SCD-11	150uL
PMSF	SCD-12	150uL
ProteinaseK	SCD-13	100uL
MNase	SCD-14	15uL
阳性对照体系: (-20℃保存)		
阴性对照抗体 IgG	SCD-15	35uL
阳性对照组抗体 H3K27ac	SCD-16	35uL
阳性检测引物	SCD-17	100uL(10uM)

需要的额外材料:

ChIP 级别抗体 旋转仪

阳性对照体系说明:

阴阳性对照组抗体 (包含阳性对照抗体 H3K27ac,35uL,阴性对照抗体 IgG, 35uL),−20 $^{\circ}$ 储存



阳性 q-pcr 检测引物 GAPDH promoter (人):

FOR: 5' -TACTAGCGGTTTTACGGGCG-3'
REV: 5' -TCGAACAGGAGGAGCAGAGAGCGA-3'

注意事项:

- 1 控制好交联时间,细胞一般交联 10min,组织或细菌一般交联 30min。
- 2 操作过程中不要剧烈吹打磁珠,控制孵育时间和清洗条件
- 3 用酚氯仿抽提 DNA 过程中,要小心吸取上清,避免吸到下层有机相
- 4 乙醇沉淀 DNA 后要小心移除上清, 防止 DNA 丢失

实验过程摘要:

如图 1 所示,细胞或组织用甲醛固定后进行裂解,染色质经超声处理被碎裂成200-1000 bp 的染色质片段。使用经 ChIP 验证的抗体和 ChIP-Grade ProteinA/G 磁珠进行染色质免疫沉淀。随后将蛋白质-DNA 解交联,苯酚/氯仿提取和乙醇沉淀 DNA。免疫沉淀期间,特定 DNA 序列的富集可使用标准 PCR、定量实时 PCR、芯片 ChIP 扩增、测序或克隆技术等各种方法进行分析。




图 1 ChIP 试剂盒实验过程示意图

电话: 020-85625352 邮箱: servers@gzscbio.com



实验步骤

A、细胞交联

细胞量:约3-4x10⁶个

- 1. 准备约 3-4x10⁶ 个贴壁细胞,如果是细胞悬液,细胞密度不要少于 0.5x10⁶ 个/ml;
- 2. 于细胞培养基中加入甲醛至其终浓度为 1%, 轻轻晃动, 使液体均匀,于通风厨中室温孵育 10min。如果是悬浮细胞,需旋转交联,防止细胞聚团;(交联时间一般为 10min,可根据细胞类型调节,交联时间过长,染色质不容易打断,交联时间过短,染色质容易打碎)
- 3. 加入 1/10 体积的 10x 甘氨酸终止液 (10x 甘氨酸终止液为 1.25M 甘氨酸) 到交联体系中摇匀,于通风厨中室温孵育 5min,终止交联反应;
- 4. 吸出培养皿中混合培养基。用 2-3m1 预冷的 PBS 清洗细胞 3 次;
- 5. 将培养皿放在冰上,加入 1m1 预冷 PBS(每 1m1 PBS 加入 $12 \mu 1$ PMSF, $10 \mu 1$ 蛋白酶抑制剂),用细胞刮刮下细胞<u>(或用 1%胰酶消化,胰酶消化需用 PBS 清洗细胞 2-3 次)</u>,将细胞悬浮液转移到 2mL 的微管离心管中;
- 6. 再用 1m1 预冷 PBS,将培养皿洗一遍,把残留的细胞洗下,移至前面的 EP 管中合并,所有刮下的细胞,4 ℃ 3000 rpm 离心 5min,弃除 PBS 上清,将细胞沉淀物保存于-80 ° C,或者直接进行一下步骤。

B、裂解细胞(去除细胞质成分)

- 1. 准备好上述交联好的细胞。如果是冻存的,需在冰上解冻;
- 2. 加 1-1. 5 ml cell lysis buffer 重悬细胞沉淀,置于冰上裂解 10min; (破坏细胞膜) 3. 4°C, 3000rpm 离心 5 min, 去上清。再加入 500ul cell lysis buffer 重悬沉淀,然
- 后 3000 rpm 4℃离心 2.5min, 去上清;

C、染色体断裂

酶解法:

- 1.加入预冷的 250ul MNase digestion buffer (20 mM Tris-HCl, pH7.5, 15 mM NaCl, 60 mM KCl, 1 mM CaCl2), 每 250ul MNase digestion buffer 用于 3-4x10⁶个细胞;
- 2. 用枪头轻轻重悬沉淀(消化 buffer 里面没有洗涤剂,细胞重悬起来会比较黏,因此我们要慢慢吹打混匀细胞沉淀);
- 3.用 MNase digestion buffer 稀释 MNase (NEB, MO247S, 2000 gel units/ul)至原浓度的 1/10;
- 4. 将 10ul 稀释的 MNase 加入离心管样本中混匀,37℃,1000rpm 旋转孵育 15min(根据染色体片段化效果适当延长或缩短酶解时间,染色体片段在 100-1000bp 为宜)。在这一过程中,约 90%的染色质被消化成单一核小体。(如果细胞浓度较高,可适当加多 10x 稀释的 MNase)。孵育完成后,样本放 4℃保存备用;
- 5. 检测染色质断裂情况:

取 10ul 样本,加入 90ul Elution buffer。65℃孵育 2h,加入 2ul 蛋白酶 K,孵育 1h。 酚氯仿或 DNA 纯化试剂盒提取 DNA, 2%凝胶电泳检测打断结果。

打断的 DNA 片段长度在 100-1000 的范围, 最好在 100-500 之间。

注:不同细胞类型染色体断裂的程度会有所差别,可能需要根据断裂情况适当减少或增加酶解时间和酶的用量。

D、抗体孵育

1. 按下表配制样品体系

电话: 020-85625352 邮箱: servers@gzscbio.com



表 2 每个 IP 管中加入

77 - 7 1 11 1 ///// 1	
试剂	用量
断裂染色质	100ul
ChIP buffer	900u1
	1m1

- 2. 每组断裂染色质样本取 10%放入新的离心管中,即 10ul 作为 Input 于-20℃保存;
- 3. 向每个 IP 管中加入阴性抗体 IgG(5uL,5ug)或阳性抗体 H3K27ac(阳性抗体 5uL,5ug)。 4℃旋转孵育过夜;

E、磁珠的准备

- 1. 标记实验所需的 1.5ml EP 管,包括阳性抗体 H3K27ac 组,阴性对照抗体 IgG 组;
- 2. 上下颠倒重悬磁珠, 吸取 30uL 磁珠悬液于每个 1.5mL EP 管中, 瞬时离心, 去上清;
- 3. 每管加入 500uL ChIP Buffer, 轻微上下颠倒混匀清洗磁珠;
- 4.3000rpm 离心 1 min, 去上清, 放冰上备用;

F、磁珠孵育

- 1. 向清洗后的磁珠中加入过夜孵育的抗体-染色质复合物,4℃旋转孵育 4-6h;
- 2. 3000rpm 离心 1min, 去掉上清;

G、清洗

- 1.加入 1ml ChIP Buffer 清洗 beads, 4°C 翻转 5min, 4°C 3000rpm 2min, 去上清;
- 2. 加入 1ml Low salt buffer 清洗磁珠, 4°C 翻转 5min, 4°C 3000rpm 2min, 去上清;
- 3.加入 1ml High salt buffer 清洗磁珠, 4°C 翻转 5min, 4°C 3000rpm 2min, 去上清;
- 4.加入 1ml LiCl buffer 清洗磁珠, 4°C 翻转 5min, 4°C 3000rpm 2min, 去上清;
- 5. 加入 1ml TE buffer 清洗磁珠,上下轻微颠倒混匀, 4°C 3000rpm 2min,去上清;

H、DNA 纯化

- 1. 从-20℃取出 input(冰上缓慢解冻),以及 IP 组,每组中分别加入 120ul Elution buffer, 室温旋转孵育 30min;
- 2. 加入 5ul 5M NaCl, 65℃孵育 2h;
- 3. 加入 2u1 蛋白酶 K, 60℃孵育 1h:
- 4. 3000rpm 离心 1min, 转移上清到新的离心管中;
- 5. 酚氯仿或 DNA 纯化试剂盒纯化 DNA。获得的 DNA 可进行 q-pcr 检测和高通量测序。

酚氯仿抽提 DNA 方法: (饱和酚: 氯仿: 异丙醇=25:24:1)

- 为了减少 DNA 产物损失,可以在蛋白酶 K 消化完之后再补充加入 200uL Elution buffer 之后再离心转移上清到新离心管中。
- 1. 上清中加入等体积的酚氯仿抽提混合液, 涡旋振荡 10s 混匀, 然后静置 5min, 再 1,2000rpm 离心 15min。
- 2. 离心后小心吸取上层水相至新的离心管中,加入 2.5 倍体积的无水乙醇混匀,放在-20 摄氏度过夜沉淀 DNA。
- 3. 第二天 1,2000rpm 离心 15min 后小心去除上清,再用 75%乙醇重复洗沉淀 3 次,尽量完全去除上清,开盖晾干(约 3min),加入 15 至 20uL 水溶解产物。


DNA 纯化试剂盒纯化 DNA: 按其试剂盒说明书操作。

阳性体系 Q-PCR 检测:

电话: 020-85625352 邮箱: servers@gzscbio.com



阳性: QPCR 检测蛋白 H3K27ac 对 GAPDH promoter 的富集, 阴性: QPCR 检测蛋白 IgG 对 GAPDH promoter 的富集,



问题解决方案:

问题	解决方案
染色质打不断	交联时间过长
	超声时间太短
染色质 <mark>消失</mark>	交联时间过短
	酶解时间太长,染色质打太碎
	蛋白酶 K 失效, DNA 无法与蛋白分离
DNA 获取量低	被检测蛋白表达量较少,可适当增加细胞量
	交联时间过短,蛋白从 DNA 上滑落
	去掉高盐 buffer 换为两次低盐 buffer 洗涤
	检查抗体是否是 ChIP 级别的
结果差异较小(假阳性太多)	增加细胞量与磁珠抗体的比率。
	增加高盐洗涤次数
	检查抗体是否是 ChIP 级别的